

E 518

Tubo in silicone

per l'allacciamento di oggetti da trattare, lunghezza 300 mm.



- Lunghezza 300 mm
- Confezione con 4 tubi in silicone

Codice EAN: 4002516087076 / Numero di materiale: 11015260 /
Vecchio numero di materiale: 69751800D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Silicone
Colore	Acciaio inox, Trasparente
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, profondità netta in mm	300
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Diametro in mm	8
Peso netto in kg	0,06
Peso lordo in kg	0,06