

## APWD 062 Inserto per il supporto ottimale di strumenti verticali.



- Adatto ad accogliere sonde, pinzette e specchietti
- Per lime, scalpelli e strumenti del podologo.

Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoria prodotto	
Inserto per strumenti	•
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	122
Misura esterna, larghezza netta in mm	124
Misura esterna, profondità netta in mm	395
Misura esterna, altezza lorda in mm	160
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	415
	·

0,71

0,95

Codice EAN: 4002516066668 / Numero di materiale: 11017160 /

Vecchio numero di materiale: 68406200D

Peso netto in kg

Peso lordo in kg