

APWD 063

Inserto

per il supporto ottimale di 8 vassoi/tray o cassette.



- Dotazione: 9 supporti, distanza 40 mm

Codice EAN: 4002516066675 / Numero di materiale: 11017170 /
Vecchio numero di materiale: 68406300D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria di prodotto	
Inserto per tray/vassoi	•
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di tray/vassoi	•
Capacità	
Tray/vassoi [numero]	8
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	110
Misura esterna, larghezza netta in mm	103
Misura esterna, profondità netta in mm	389
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	222
Misura esterna, profondità lorda in mm	556
Peso netto in kg	0,30
Peso lordo in kg	1,09