

A 847

Ugello iniettore

con supporto, per il lavaggio di matracci di Erlenmeyer.



- Per matracci di Erlenmeyer fino a 5 l
- Lunghezza ugello: 127 mm
- Ø ugello: 10 mm, Ø supporto: 142 mm
- Per modulo A 313 e A 612

Codice EAN: 4002516071471 / Numero di materiale: 11025600 /  
Vecchio numero di materiale: 69684700D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	170
Misura esterna, larghezza netta in mm	249
Misura esterna, profondità netta in mm	35
Misura esterna, altezza lorda in mm	305
Misura esterna, larghezza lorda in mm	300
Misura esterna, profondità lorda in mm	200
Peso netto in kg	0,12
Peso lordo in kg	0,27