

A 855

Tubo in silicone

per l'allacciamento di oggetti da trattare, lunghezza 160 mm.



- Tubo di collegamento disaccoppiato contro la rotazione
- Lunghezza 160 mm

Codice EAN: 4002516138396 / Numero di materiale: 11035460 /
Vecchio numero di materiale: 69785500D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Trasparente
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	10
Misura esterna, larghezza netta in mm	10
Misura esterna, profondità netta in mm	160
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02