

APH 592

Nastro a trasferimento di colore

per la stampante protocolli APH 510 PRT110.



Codice EAN: 8809166675907 / Numero di materiale: 11053500 /

Vecchio numero di materiale: 68817005D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Rosso, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrometri	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•

APH 592

Nastro a trasferimento di colore

per la stampante protocolli APH 510 PRT110.



Codice EAN: 8809166675907 / Numero di materiale: 11053500 /

Vecchio numero di materiale: 68817005D

Trattamento di padelle e pappagalli

•

Trattamento di utensili vari

•

## Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

0

Misura esterna, larghezza netta in mm

0

Misura esterna, profondità netta in mm

0

Misura esterna, altezza lorda in mm

55

Misura esterna, larghezza lorda in mm

180

Misura esterna, profondità lorda in mm

250

Peso netto in kg

0,04

Peso lordo in kg

0,05

## Norme, marcature, certificazioni

CE

•