


A 837

Set boccole di lavaggio

per il trattamento di strumenti a corpo cavo di otorinolaringoiatria.



- Dotazione per il cesto superiore A 105/1
- Comprensivo di copertura e fascetta di fissaggio
- Unità di imballaggio con 22 boccole di risciacquo A 817

Codice EAN: 4002516204107 / Numero di materiale: 11054690 /
Vecchio numero di materiale: 69783700D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Boccola di lavaggio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,53
Peso lordo in kg	0,53