


A 862

Griglia di supporto

per modulo a iniezione A 302/2 e A 302/3



- Suddivisione: 4 x 8 campi
- Per modulo a iniezione A 302/2 e A302/3
- Per l'alloggiamento ottimale di vetreria di laboratorio
- Rivestito in Rilsan

Codice EAN: 4002516087687 / Numero di materiale: 11056820 /
Vecchio numero di materiale: 69686200D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto/Altro modulo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica, Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Acciaio inox, Nero
Numero di scomparti	32
Larghezza scomparti in mm	56
Lunghezza scomparti in mm	52
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	30
Misura esterna, larghezza netta in mm	250
Misura esterna, profondità netta in mm	350
Misura esterna, altezza lorda in mm	35
Misura esterna, larghezza lorda in mm	300
Misura esterna, profondità lorda in mm	400
Peso netto in kg	0,10
Peso lordo in kg	0,18