

APLW 052/1

Set ugelli iniettori

con cappa in plastica, Ø 4 mm, L. 175 mm.



- per esempio per cesto inferiore APLW 095
- Confezione con 39 ugelli iniettori
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Compreso cappuccio ugello, Ø 5 mm

Codice EAN: 4002516130918 / Numero di materiale: 11094000 /
Vecchio numero di materiale: 69305201D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	190
Misura esterna, larghezza lorda in mm	310
Misura esterna, profondità lorda in mm	310
Peso netto in kg	0,78
Peso lordo in kg	1,05