

APLW 004

Carrello

per l'alloggiamento ottimale di vetreria di laboratorio voluminosa, fino a 50 l.



- Con 1 ugello

Codice EAN: 4002516115427 / Numero di materiale: 11104510 /  
Vecchio numero di materiale: 69300400D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto iniettore	•
Modulo per vetreria di laboratorio voluminosa	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Bottiglie [numero]	1
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	588
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	582
Misura esterna, altezza lorda in mm	760
Misura esterna, larghezza lorda in mm	625
Misura esterna, profondità lorda in mm	715
Peso netto in kg	4,68
Peso lordo in kg	9,83