


APLW 006

Carrello

per il supporto ottimale di max. 121 pipette.



- Per l'alloggiam. di max. 121 pipette con disposiz. verticale

Codice EAN: 4002516115441 / Numero di materiale: 11104530 /
Vecchio numero di materiale: 69300600D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Carrello per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Capacità	
Pipette [numero]	121
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	195
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	575
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	4,94
Peso lordo in kg	7,38