

APLW 007

Carrello

per l'alloggiamento ottimale di 2 cassette per pipette.



- Per il ripiano inferiore
- Lunghezza max. pipette: 520 mm

Codice EAN: 4002516115458 / Numero di materiale: 11104540 /
Vecchio numero di materiale: 69300700D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Carrello per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	580
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	420
Misura esterna, altezza lorda in mm	580
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	7,18
Peso lordo in kg	9,98