


APLW 008

Carrello

per l'alloggiamento ottimale di 3 cassette per pipette.



- Per il ripiano inferiore
- Misure cassetta pipette: L 84 x H 384 x P 84 mm

Codice EAN: 4002516115465 / Numero di materiale: 11104550 /  
Vecchio numero di materiale: 69300800D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrello per pipette	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	456
Misura esterna, larghezza netta in mm	179
Misura esterna, profondità netta in mm	366
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	7,64
Peso lordo in kg	9,64