

APLW 009

Carrello

per l'alloggiamento ottimale di 2 cassette per pipette.



**Image**  
in progress

- Per il ripiano inferiore
- Lunghezza max. pipette: 290 mm

Codice EAN: 4002516115472 / Numero di materiale: 11104560 /  
Vecchio numero di materiale: 69300900D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Carrello per pipette	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	166
Misura esterna, larghezza netta in mm	245
Misura esterna, profondità netta in mm	66
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	6,22
Peso lordo in kg	8,55