

APLW 011

Cesto superiore

con 110 posti iniettori per ugelli Ø 2,5 mm, non accessoriati.

Miele

**Image
in progress**

- Solo per impiego nei ripiani superiori

Codice EAN: 4002516115496 / Numero di materiale: 11104580 /

Vecchio numero di materiale: 69301100D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
Capacità	
Fiale [numero]	110
Vetreria a collo stretto [numero]	110
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	532
Misura esterna, profondità netta in mm	560
Misura esterna, altezza lorda in mm	350
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	5,20
Peso lordo in kg	7,80