

APLW 011

Cesto superiore

con 110 posti iniettori per ugelli Ø 2,5 mm, non accessoriati.



**Image**  
in progress

- Solo per impiego nei ripiani superiori

Codice EAN: 4002516115496 / Numero di materiale: 11104580 /  
Vecchio numero di materiale: 69301100D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Fiale [numero]	110
Vetreria a collo stretto [numero]	110
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	532
Misura esterna, profondità netta in mm	560
Misura esterna, altezza lorda in mm	350
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	5,20
Peso lordo in kg	7,80