

APLW 013/1
Cesto superiore
accessoriato con 42 ugelli iniettori APLW 051

Miele
Image
in progress

- Solo per impiego nei ripiani superiori

Codice EAN: 4002516115526 / Numero di materiale: 11104610 /
Vecchio numero di materiale: 69301301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	42
Bottiglie [numero]	42
Matracci di Erlenmeyer [numero]	42
Palloni [numero]	42
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	534
Misura esterna, profondità netta in mm	569
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	5,88
Peso lordo in kg	8,28
Confezione	
APLW 051, ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 110 mm [numero]	42