

APLW 015
Cesto superiore
con 16 posti iniettori non accessoriati.



Image
in progress

- Solo per impiego nei ripiani superiori

Codice EAN: 4002516115571 / Numero di materiale: 11104650 /
Vecchio numero di materiale: 69301500D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	16
Bottiglie [numero]	16
Matracci di Erlenmeyer [numero]	16
Palloni [numero]	16
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	160
Misura esterna, larghezza netta in mm	532
Misura esterna, profondità netta in mm	560
Misura esterna, altezza lorda in mm	340
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	600
Peso netto in kg	4,00
Peso lordo in kg	6,60