

APLW 018/1 Cesto superiore accessoriato con 121 ugelli iniettori APLW 048 e 24 ugelli iniettori APLW 051.

Palloni [numero]

Peso netto in kg

Peso lordo in kg

Confezione

[numero]

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

Misura esterna, altezza lorda in mm

Misura esterna, larghezza netta in mm

Misura esterna, profondità netta in mm

Misura esterna, larghezza lorda in mm

Misura esterna, profondità lorda in mm

APLW 051, ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 110 mm

APLW 048 ugello iniettore Ø 2,5 mm, lunghezza 80 mm

Codice EAN: 4002516115717 / Numero di materiale: 11104690 / Vecchio numero di materiale: 69301801D

Classe appartenenza prodotto



Acciaio inox, Plastica

121

121

24

24

24

24

200

535

570

355

565

615

6,92

11,42

32

121

Blu, Acciaio inox, Bianco



 Solo per impiego nei ripiani superiori