


APLW 018/1

Cesto superiore

accessoriato con 121 ugelli iniettori APLW 048 e 24 ugelli iniettori APLW 051.



- Solo per impiego nei ripiani superiori

Codice EAN: 4002516115717 / Numero di materiale: 11104690 /
Vecchio numero di materiale: 69301801D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	121
Fiale [numero]	121
Vetrieria a collo stretto [numero]	24
Bottiglie [numero]	24
Matracci di Erlenmeyer [numero]	24
Palloni [numero]	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	200
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	565
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	6,92
Peso lordo in kg	11,42
Dotazione	
APLW 051, ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 110 mm [numero]	32
APLW 048 ugello iniettore Ø 2,5 mm, lunghezza 80 mm [numero]	121