

APLW 020/1

Cesto inferiore

accessoriato con 121 ugelli iniettori APLW 047.



Image
in progress

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115755 / Numero di materiale: 11104730 /

Vecchio numero di materiale: 69302001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	121
Fiale [numero]	121
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	200
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	575
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	562
Misura esterna, profondità lorda in mm	675
Peso netto in kg	8,64
Peso lordo in kg	11,26
Confezione	
APLW 047 ugello iniettore Ø 2,5 mm, lunghezza 50 mm [numero]	121