

APLW 022

Cesto inferiore

con 70 posti iniettori per ugelli Ø 2,5 mm, non accessoriati.

Miele

**Image
in progress**

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115779 / Numero di materiale: 11104750 /
Vecchio numero di materiale: 69302200D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero, Bianco
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	70
Bottiglie [numero]	70
Matracci di Erlenmeyer [numero]	70
Palloni [numero]	70
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	580
Misura esterna, larghezza netta in mm	515
Misura esterna, profondità netta in mm	534
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	562
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	5,83
Peso lordo in kg	8,27