

APLW 024/2

Cesto inferiore

accessoriato con 32 ugelli iniettori APLW 051 e 10 ugelli iniettori APLW 055.



Image
in progress

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115816 / Numero di materiale: 11104790 /

Vecchio numero di materiale: 69302402D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	42
Bottiglie [numero]	42
Matracci di Erlenmeyer [numero]	42
Palloni [numero]	42
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	220
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	575
Misura esterna, altezza lorda in mm	352
Misura esterna, larghezza lorda in mm	562
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	5,97
Peso lordo in kg	10,48
Confezione	
APLW 051, ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 110 mm [numero]	32
APLW 055, ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 175 mm [numero]	10