

APLW 024/3

Cesto inferiore

accessoriato con 30 ugelli iniettori APLW 066 e 12 ugelli iniettori APLW 067.

Miele

**Image
in progress**

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115823 / Numero di materiale: 11104800 /
Vecchio numero di materiale: 69302403D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	42
Bottiglie [numero]	42
Matracci di Erlenmeyer [numero]	42
Palloni [numero]	42
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	220
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	575
Misura esterna, altezza lorda in mm	352
Misura esterna, larghezza lorda in mm	562
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	5,22
Peso lordo in kg	13,87
Dotazione	
APLW 066 ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 175 mm [numero]	30
APLW 067 ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 225 mm [numero]	12