

APLW 025

Cesto inferiore

con 24 posti iniettori per ugelli, non accessoriati.

Miele

Image
in progress

- Solo per impiego nel ripiano più basso
- Vano utile 230 x 490 mm

Codice EAN: 4002516115830 / Numero di materiale: 11104810 /
Vecchio numero di materiale: 69302500D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	24
Bottiglie [numero]	24
Matracci di Erlenmeyer [numero]	24
Palloni [numero]	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	136
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	582
Misura esterna, altezza lorda in mm	360
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	600
Peso netto in kg	4,40
Peso lordo in kg	7,40