

APLW 025/1

Cesto inferiore

accessoriato con 12 ugelli iniettori APLW 056 e 12 ugelli iniettori APLW 052.

Miele

**Image
in progress**

- Solo per impiego nel ripiano più basso
- Vano utile 230 x 490 mm

Codice EAN: 4002516115847 / Numero di materiale: 11104820 /

Vecchio numero di materiale: 69302501D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Nero, Bianco
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	24
Bottiglie [numero]	24
Matracci di Erlenmeyer [numero]	24
Palloni [numero]	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	270
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	570
Misura esterna, altezza lorda in mm	350
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	5,26
Peso lordo in kg	8,40
Confezione	
APLW 052 ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 175 mm [numero]	12
APLW 056 ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 225 mm [numero]	12