

APLW 028

Cesto inferiore

con 27 posti iniettori per ugelli, non accessoriati.



Image
in progress

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115885 / Numero di materiale: 11104860 /
Vecchio numero di materiale: 69302800D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	27
Bottiglie [numero]	27
Matracci di Erlenmeyer [numero]	27
Palloni [numero]	27
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	458
Misura esterna, larghezza netta in mm	420
Misura esterna, profondità netta in mm	35
Misura esterna, altezza lorda in mm	340
Misura esterna, larghezza lorda in mm	555
Misura esterna, profondità lorda in mm	615
Peso netto in kg	4,98
Peso lordo in kg	7,30