

APLW 032

Cesto inferiore

con 121 + 24 posti iniettori per ugelli, non accessoriati.



Image
in progress

- Solo per impiego nel ripiano più basso

Codice EAN: 4002516115939 / Numero di materiale: 11104910 /
Vecchio numero di materiale: 69303200D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	121
Fiale [numero]	121
Vetreria a collo stretto [numero]	24
Bottiglie [numero]	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	570
Misura esterna, larghezza netta in mm	536
Misura esterna, profondità netta in mm	70
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	5,99
Peso lordo in kg	8,31