

APLW 032/1 Cesto inferiore accessoriato con 121 ugelli iniettori APLW 048 e 24 ugelli iniettori APLW 056.



## Image in progress

 Solo per impiego nel ripiano più basso

Vecchio numero di materiale: 69303201D	
Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto inferiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Nero, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	121
Fiale [numero]	121
Vetreria a collo stretto [numero]	24
Bottiglie [numero]	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	270
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	575
Misura esterna, altezza lorda in mm	355
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	5,99
Peso lordo in kg	13,98
Dotazione	
APLW 048 ugello iniettore Ø 2,5 mm, lunghezza 80 mm [numero]	121
APLW 056 ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 225 mm [numero]	24

Codice EAN: 4002516115946 / Numero di materiale: 11104920 /