

APLW 038

Inserto

per l'accoglim. di matracci di Erlenmeyer a collo largo e cilindri graduati.



- Con 14 ganci a molla altezza 175 mm & 14 altezza 105 mm

Codice EAN: 4002516116004 / Numero di materiale: 11104980 /  
Vecchio numero di materiale: 69303800D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserto per bottiglie varie	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	185
Misura esterna, larghezza netta in mm	195
Misura esterna, profondità netta in mm	450
Misura esterna, altezza lorda in mm	345
Misura esterna, larghezza lorda in mm	435
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,60
Peso lordo in kg	2,41