

APLW 039

Inserto

per l'accoglimento ottimale di mezze capsule di Petri.



- Per 26 mezze capsule di Petri
- Distanza tra i supporti 24 mm

Codice EAN: 4002516116011 / Numero di materiale: 11104990 /
Vecchio numero di materiale: 69303900D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Inserto/modulo per mezze capsule di Petri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	83
Misura esterna, larghezza netta in mm	237
Misura esterna, profondità netta in mm	430
Misura esterna, altezza lorda in mm	255
Misura esterna, larghezza lorda in mm	410
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	1,17
Peso lordo in kg	2,47