

APLW 051

Ugello iniettore

con capp. plastica, a forma di stella con fermo, Ø 4, L 110 mm.



- Per i cesti e i carrelli iniettori attuali
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Compreso cappuccio ugello, Ø 5 mm

Codice EAN: 4002516116127 / Numero di materiale: 11105110 /  
Vecchio numero di materiale: 69305100D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Ugello iniettore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	54
Misura esterna, larghezza netta in mm	54
Misura esterna, profondità netta in mm	115
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02