

APLW 063

Ugello iniettore

con capp. plastica e supporto collo bottiglie, a forma di stella, Ø 6, L 175 mm.



- Per i cesti e i carrelli iniettori attuali
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Compreso cappuccio ugello, Ø 10 mm
- Con arresto

Codice EAN: 4002516116295 / Numero di materiale: 11105230 /
Vecchio numero di materiale: 69306300D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	76
Misura esterna, larghezza netta in mm	76
Misura esterna, profondità netta in mm	186
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	300
Peso netto in kg	0,04
Peso lordo in kg	0,10