

APLW 068

Ugello iniettore

con supporto Ø 6, lunghezza 275 mm.



- Per i cesti e i carrelli iniettori attuali
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Compreso cappuccio ugello, Ø 10 mm

Codice EAN: 4002516116349 / Numero di materiale: 11105280 /
Vecchio numero di materiale: 69306800D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Acciaio inox
Colore	Blu, Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	70
Misura esterna, larghezza netta in mm	85
Misura esterna, profondità netta in mm	287
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	300
Peso netto in kg	0,09
Peso lordo in kg	0,15