

APLW 069

Ugello iniettore

con base in acciaio inossidabile, Ø 8, lunghezza 255 mm.



- Per i cesti e i carrelli iniettori attuali
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Superficie di appoggio sulla punta dell'ugello, Ø 17 mm

Codice EAN: 4002516116356 / Numero di materiale: 11105290 /  
Vecchio numero di materiale: 69306900D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Ugello iniettore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Grigio
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	87
Misura esterna, larghezza netta in mm	87
Misura esterna, profondità netta in mm	263
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	250
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Peso netto in kg	0,08
Peso lordo in kg	0,09