

APLW 071

Ugello iniettore

con supporto cilindri graduati fino Ø 105 mm e ugelli iniettori Ø 8, L 320 mm.



- Per i cesti e i carrelli iniettori attuali
- Per p.es. cilindri graduati, matracci e provette
- Superficie di appoggio sulla punta dell'ugello, Ø 17 mm

Codice EAN: 4002516116370 / Numero di materiale: 11105310 /  
Vecchio numero di materiale: 69307100D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Ugello iniettore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Grigio
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	120
Misura esterna, larghezza netta in mm	120
Misura esterna, profondità netta in mm	330
Misura esterna, altezza lorda in mm	125
Misura esterna, larghezza lorda in mm	165
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Peso netto in kg	0,24
Peso lordo in kg	0,38