

APLW 086

Supporto collo bottiglie

Ø 45 mm, per ugelli iniettori Ø 6 mm.

Miele

Image
in progress

Codice EAN: 4002516116646 / Numero di materiale: 11105460 /
Vecchio numero di materiale: 69308600D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	33
Misura esterna, larghezza netta in mm	33
Misura esterna, profondità netta in mm	70
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,05
Peso lordo in kg	0,05