

APLW 087

Base

in acciaio inossidabile, a forma di stella Ø 87 mm, per ugelli iniettori Ø 8 mm



Codice EAN: 4002516116653 / Numero di materiale: 11105470 /  
Vecchio numero di materiale: 69308700D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Ugello iniettore	•
Altri accessori	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	15
Misura esterna, larghezza netta in mm	64
Misura esterna, profondità netta in mm	64
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02