

APLW 088

Supporto

per cilindri graduati fino Ø 105 mm e ugelli iniettori Ø 8.



Codice EAN: 4002516116660 / Numero di materiale: 11105480 /
Vecchio numero di materiale: 69308800D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Supporto	•
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	12
Misura esterna, larghezza netta in mm	120
Misura esterna, profondità netta in mm	300
Misura esterna, altezza lorda in mm	108
Misura esterna, larghezza lorda in mm	117
Misura esterna, profondità lorda in mm	305
Peso netto in kg	0,14
Peso lordo in kg	0,23