

APLW 091
Supporto
per ugelli iniettori Ø 2,5 mm.



Codice EAN: 4002516116691 / Numero di materiale: 11105510 /
Vecchio numero di materiale: 69309100D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria prodotto	
Supporto	•
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	20
Misura esterna, larghezza netta in mm	20
Misura esterna, profondità netta in mm	17
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,00
Peso lordo in kg	0,00