

A 843/1

Ugello iniettore

con supporti in plastica, diametro ugelli 4 mm, lungh. 185 mm, 5 pz.



- Per carrelli e cesti iniettori, avvitabile
- Ideale per oggetti con diametro del collo 10–70 mm
- Diametro del cappuccio in alto: 9 mm
- Componente del sistema EasyLoad

Codice EAN: 4002516188889 / Numero di materiale: 11113720 /
Vecchio numero di materiale: 69684301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	185
Misura esterna, larghezza netta in mm	76
Misura esterna, profondità netta in mm	71
Misura esterna, altezza lorda in mm	107
Misura esterna, larghezza lorda in mm	130
Misura esterna, profondità lorda in mm	195
Peso netto in kg	0,11
Peso lordo in kg	0,22