

A 844/2

Ugello iniettore

con supporti in plastica, diametro ugelli 2,5 mm, lungh. 80 mm, 10 pz.



- Per carrelli e cesti iniettori, avvitabile
- Componente del sistema EasyLoad
- Confezione con 10 ugelli

Codice EAN: 4002516188926 / Numero di materiale: 11115500 /
Vecchio numero di materiale: 69684402D

| Classe appartenenza prodotto | |
|---|------------------------|
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Categoria di prodotto | |
| Ugello iniettore | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Materiale | Acciaio inox, Plastica |
| Colore | Acciaio inox, Nero |
| Componente del sistema EasyLoad | • |
| Campo di applicazione | |
| Trattamento di vetreria da laboratorio | • |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 80 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 60 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 55 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 107 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 130 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 195 |
| Peso netto in kg | 0,10 |
| Peso lordo in kg | 0,21 |