

A 845/3

Ugello iniettore

con supporti in plastica, diametro ugelli 2,5 mm, lungh. 125 mm, 20 pz.



- Per carrelli e cesti iniettori, avvitabile
- Componente del sistema EasyLoad
- Confezione con 20 ugelli

Codice EAN: 4002516188957 / Numero di materiale: 11116140 /  
Vecchio numero di materiale: 69684503D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	125
Misura esterna, larghezza netta in mm	60
Misura esterna, profondità netta in mm	55
Misura esterna, altezza lorda in mm	107
Misura esterna, larghezza lorda in mm	130
Misura esterna, profondità lorda in mm	195
Peso netto in kg	0,25
Peso lordo in kg	0,36