

A 300/3

Modulo a iniezione

Per l'alloggiamento ottimale di vetreria da laboratorio, completo di 8 ugelli.



- Per vetreria labor. come matracci di Erlenmeyer, palloni, ecc.
- Con 4 ugelli A 840 e 4 ugelli A 841
- Componente del sistema EasyLoad
- Distanza ugelli 118 mm in larghezza, 118 mm in profondità

Codice EAN: 4002516188964 / Numero di materiale: 11116900 /  
Vecchio numero di materiale: 69630003D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserito/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserito per bottiglie varie	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Numero di scomparti	8
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria a collo stretto [numero]	8
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	228
Misura esterna, larghezza netta in mm	208
Misura esterna, profondità netta in mm	479
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	240
Misura esterna, profondità lorda in mm	515
Peso netto in kg	1,47
Peso lordo in kg	1,91
<b>Confezione</b>	
A 840, ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 130 mm [numero]	4
A 841, ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 210 mm [numero]	4