

A 856

Tubo in silicone

per l'allacciamento di oggetti da trattare, lunghezza 300 mm.

Codice EAN: 4002516208136 / Numero di materiale: 11131010 /
Vecchio numero di materiale: 69785600D



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	120
Misura esterna, profondità lorda in mm	170
Peso netto in kg	0,02
Peso lordo in kg	0,02

- Tubo di collegamento disaccoppiato contro la rotazione
- Lunghezza 300 mm