

AK 12/1  
 Inserto  
 per disporre diversi utensili.



- Per becher, imbuti e pompe tiralatte
- Con maniglie flessibili

Codice EAN: 4002516343714 / Numero di materiale: 11131690 /  
 Vecchio numero di materiale: 69501204D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Inserto/modulo per vetreria a collo largo	•
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	122
Misura esterna, larghezza netta in mm	224
Misura esterna, profondità netta in mm	434
Misura esterna, altezza lorda in mm	125
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	450
Peso netto in kg	0,65
Peso lordo in kg	1,07