

TT 86

Carrello di trasporto  
per carico/scarico di macchine per lav. e disinfezione e lavavetriere.



- Con 4 rotelle, bloccabili
- Grande maneggevolezza grazie alla maniglia ergonomica
- Con vasca di raccolta amovibile
- Fissare ad altezze diverse
- Per la pulizia di impianti di lavaggio di container

Codice EAN: 4002516147725 / Numero di materiale: 11178960 /  
Vecchio numero di materiale: 69200115D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Sistema di deposito/trasporto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	911
Misura esterna, larghezza netta in mm	693
Misura esterna, profondità netta in mm	990
Misura esterna, altezza lorda in mm	1130
Misura esterna, larghezza lorda in mm	800
Misura esterna, profondità lorda in mm	1200
Peso netto in kg	22,20
Peso lordo in kg	41,00