

A 857

Kit di modifica

per usare carrelli di labor. delle G 7827/28 & PG 8527/28 nella PG 86xx.



- Uso di vecchi supporti di carico Miele nella PG 86xx
- Per i supporti di carico di G 7827, G 7828, PG 8527 e PG 8528

Codice EAN: 4002516201946 / Numero di materiale: 11235960 /
Vecchio numero di materiale: 69685700D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	60
Misura esterna, larghezza lorda in mm	110
Misura esterna, profondità lorda in mm	405
Peso netto in kg	0,33
Peso lordo in kg	0,43