

A 852  
Griglia di supporto  
per modulo a iniezione A 622.



- Suddivisione: 4 x 9 campi
- Per modulo iniettore A 622
- Per l'alloggiamento ottimale di vetreria di laboratorio
- Componente del sistema EasyLoad

Codice EAN: 4002516201922 / Numero di materiale: 11236650 /  
Vecchio numero di materiale: 69685200D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Altro inserto/Altro modulo	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Grigio, Nero
Numero di scomparti	36
Larghezza scomparti in mm	59
Lunghezza scomparti in mm	58
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	76
Misura esterna, larghezza netta in mm	256
Misura esterna, profondità netta in mm	562
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	330
Misura esterna, profondità lorda in mm	680
Peso netto in kg	0,61
Peso lordo in kg	0,99