

A 12/2

Inserto

per il lavaggio delicato di oggetti sensibili rompendo il getto.



- Con punzonature 7 x 7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
- Copre metà superficie di carico di un cestello
- Non utilizzabile in PG 8536

Codice EAN: 4002516237068 / Numero di materiale: 11238030 /
Vecchio numero di materiale: 69501205D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Base	•
Telaio	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	237
Misura esterna, larghezza netta in mm	448
Misura esterna, profondità netta in mm	14
Misura esterna, altezza lorda in mm	65
Misura esterna, larghezza lorda in mm	255
Misura esterna, profondità lorda in mm	475
Peso netto in kg	0,39
Peso lordo in kg	0,57